

NanoScope

Sistema de artroscopia





Sistema de artroscopia NanoScope™

Introducción del sistema de imágenes de artroscopia quirúrgica NanoScope, el primer sistema de cámara médico 3 en 1 de un solo uso. El sistema NanoScope con la tecnología más avanzada de sensores de imagen de 1 mm en la punta con iluminación LED, gestión de imágenes e integración en quirófano mediante una consola intuitiva táctil tipo tablet.

La portabilidad del sistema de visualización NanoScope permite al cirujano realizar una **artroscopia mínimamente invasiva** en quirófano o utilizarlo como auxiliar al artroscopio convencional, en una sala de procedimientos o en la consulta del médico o en procedimientos diagnósticos en la consulta del médico.

El sistema NanoScope es una **opción avanzada, alternativa** a la RM y artroscopia de reevaluación además de ofrecer una visualización precisa para la aplicación de inyecciones guiadas por imágenes.

Características y ventajas

■ Cabezal de cámara integrado estéril de tamaño aguja de 2 mm de un solo uso

- Artroscopia para visualización directa mínimamente invasiva durante las fases de atención preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria
- Acceso atraumático a los espacios articulares estrechos
- Inyecciones directas guiadas con precisión
- Aumento de la eficiencia de cirujanos y personal
- Reducción del impacto en quirófano con menos equipamiento
- Reducción del ámbito de reparación y de los costos de reprocesamiento

■ Consola de la cámara HD

- Consola de 13" de uso médico 3 en 1 y conector de tarjeta del cabezal de cámara
- Salida HDMI para conexión con las pantallas de la sala de procedimientos y sistemas de integración
- Paquete de software actualizable Synergy con capacidades de red
- Conectividad inalámbrica

Información para pedidos

Sistema de imágenes	N.º de parte
Consola de la tablet NanoScope (a)	AR-3200-0030
Cabezal de cámara y cable NanoScope (b)	AR-3210-0040
Carrito móvil	
Carrito Synergy MSK (c)	AR-3502-CRT
Kit estéril de preparación de pacientes	
Kit de preparación de artroscopia NanoScope (d)	A74312-01M



Para más información sobre el sistema de artroscopia o la instrumentación nanoartroscópica NanoScope, póngase en contacto con el representante local de Arthrex o visite Arthrex.com.

www.arthrex.com

© 2019 Arthrex, Inc. Todos los derechos reservados. FL1-000049-es-NT_B

